



Kids' Medical Care  
Diana McLaughlin, MD  
2336 Immokalee Road  
Naples, FL 34110  
239-591-8481  
239-596-0212 (FAX)

Name: \_\_\_\_\_  
MR#: \_\_\_\_\_  
DOB: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

### INSTRUCCIONES DE MÁQUINA DEL NEBULIZADOR

Puede ver un vídeo sobre cómo usar un nebulizador llendo a [www.pediatricsupplier.com](http://www.pediatricsupplier.com).

1. Lávese las manos antes de manipular la unidad nebulizadora y tubería.
2. Conecte la unidad a un toma corriente eléctrica de buena funcion.
3. Coloque la unidad sobre una superficie firme como una mesa.
4. No cubra los orificios de ventilación en la unidad.
5. Conecte un extremo de la tubería a la unidad y el otro extremo a la parte inferior de la taza de medicamento.
6. Añade el medicamento a la taza por el lado no en el centro.
7. Vuelva a colocar la tapa de la taza y coloque una mascarilla o boquilla. Coloca la mascarilla o laboquilla al niño.
8. Aprende la unidad.
9. Mantenga el recipiente de medicamento vertical. Inclínación o sosteniendo la taza hacia el lado hará que las medicinas se derramen o que no nieble correctamente.
10. Respire cómodamente, lenta y profundamente. Respiración rápida puede causar hiperventilación. Es aceptable que el niño llore. El niño puede recibir el tratamiento nebulizador mientras que duerma.
11. El tratamiento se ha terminado cuando se escucha un sonido intermitente o no hay ningun niebla. Es aceptable si hay algunas gotas de medicamentos de reserva. El tratamiento puede levar de 5 a 15 minutos.
12. Apague la unidad y desenchufe el aparato de la pared.
13. Lave la mascarilla o boquilla y taza de medicamento con jabón suave y agua tibia. No lave la tubería.
14. Seca con paño sin pelusas o deje secar al aire. No lo esponga a la sol directa.
15. Cambia el filtro una vez a la semana durante uso regular.
16. Usted puede llamar a la oficina si usted tiene alguna pregunta. Si la unidad funciona mal, por favor llame a Pediatric Supplier a 1-866-380-3484.

Yo, certifico que he recibido y entiendo las instrucciones.

\_\_\_\_\_  
Imprime

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
INSTRUCTOR